

ai_conversations

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
user_id	int(11)	Non				
user_message	longtext	Oui	NULL			
ai_response	longtext	Oui	NULL			
metadata	longtext	Oui	NULL			
intent	varchar(50)	Oui	NULL			
calories_context	int(11)	Oui	NULL			
protein_context	int(11)	Oui	NULL			
carbs_context	int(11)	Oui	NULL			
fats_context	int(11)	Oui	NULL			
created_at	datetime	Non				
is_starred	tinyint(4)	Non	0			
notes	longtext	Oui	NULL			

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	13	A	Non	

commentaire_publication

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
commentaire	longtext	Non				
date_commentaire	date	Non				
publication_parcours_id	int(11)	Oui	NULL	publication_parcours -> id		
owner_patient_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	1	A	Non	
IDX_423CD66BB95B6570	BTREE	Non	Non	publication_parcours_id	1	A	Oui	
IDX_423CD66B5C33DFA4	BTREE	Non	Non	owner_patient_uuid	1	A	Oui	

consultation

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
consultation_type	varchar(255)	Non				
reason_for_visit	varchar(500)	Non				
symptoms_description	longtext	Non				
date_consultation	date	Non				

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
time_consultation	time	Non				
duration	int(11)	Non				
location	varchar(255)	Non				
fee	int(11)	Non				
status	varchar(255)	Non				
notes	varchar(500)	Oui	NULL			
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Non				
appointment_mode	varchar(50)	Non				
subjective	longtext	Oui	NULL			
objective	longtext	Oui	NULL			
assessment	longtext	Oui	NULL			
plan	longtext	Oui	NULL			
diagnoses	longtext	Oui	NULL			
vitals	longtext	Oui	NULL			
follow_up	longtext	Oui	NULL			
medecin_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		
patient_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	46	A	Non	
IDX_964685A64F31A84	BTREE	Non	Non	medecin_id	6	A	Oui	
IDX_964685A66B899279	BTREE	Non	Non	patient_id	4	A	Oui	

conversation

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
created_at	datetime	Non				
last_message_at	datetime	Oui	NULL			
patient_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		
coach_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		
goal_id	int(11)	Oui	NULL	goal -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	1	A	Non	
UNIQ_8A8E26E9667D1AFE	BTREE	Oui	Non	goal_id	1	A	Oui	
IDX_8A8E26E958EE1D6E	BTREE	Non	Non	patient_uuid	1	A	Non	
IDX_8A8E26E9524035BA	BTREE	Non	Non	coach_uuid	1	A	Non	

daily_plan

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
date	date	Non				
status	varchar(255)	Non				
notes	varchar(255)	Non				
titre	varchar(255)	Non				
calories	int(11)	Non				
duree_min	int(11)	Non				
goal_id	int(11)	Non		goal -> id		
coach_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	75	A	Non	
IDX_995C44E8667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	8	A	Non	
IDX_995C44E83C105691	BTREE	Non	Non	coach_id	4	A	Oui	

daily_plan_exercises

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
daily_plan_id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non		daily_plan -> id		
exercises_id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non		exercises -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	daily_plan_id	1	A	Non	
				exercises_id	1	A	Non	
IDX_9DAF22643778D36F	BTREE	Non	Non	daily_plan_id	1	A	Non	
IDX_9DAF22641AFA70CA	BTREE	Non	Non	exercises_id	1	A	Non	

doctor_availability

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
day_of_week	varchar(20)	Non				
is_active	tinyint(4)	Non				
start_time	varchar(5)	Non				
end_time	varchar(5)	Non				
location	varchar(50)	Oui	NULL			
breaks	longtext	Oui	NULL			
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
medecin_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_155FB69F1A9FE6F6	BTREE	Non	Non	medecin_uuid	0	A	Non	

doctor_leaves

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
type	varchar(20)	Non				
title	varchar(255)	Non				
start_date	date	Non				
end_date	date	Non				
reason	longtext	Oui	NULL			
status	varchar(20)	Non				
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
medecin_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_39DA9DD21A9FE6F6	BTREE	Non	Non	medecin_uuid	0	A	Non	

doctor_locations

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
name	varchar(255)	Non				
type	varchar(50)	Non				
address	varchar(500)	Oui	NULL			
phone	varchar(20)	Oui	NULL			
is_active	tinyint(4)	Non				
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
medecin_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_D8F42B511A9FE6F6	BTREE	Non	Non	medecin_uuid	0	A	Non	

doctor_substitutions

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
start_date	date	Non				
end_date	date	Non				
status	varchar(20)	Non				
notes	longtext	Oui	NULL			
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
medecin_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		
substitute_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		
leave_id	int(11)	Oui	NULL	doctor_leaves -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_80872CA51A9FE6F6	BTREE	Non	Non	medecin_uuid	0	A	Non	
IDX_80872CA5B3D5EC9C	BTREE	Non	Non	substitute_uuid	0	A	Non	
IDX_80872CA51B2ADB5C	BTREE	Non	Non	leave_id	0	A	Oui	

doctrine_migration_versions

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
version (Primaire)	varchar(191)	Non				
executed_at	datetime	Oui	NULL			
execution_time	int(11)	Oui	NULL			

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	version	4	A	Non	

examens

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
type_examen	varchar(255)	Non				
date_examen	date	Non				
resultat	longtext	Oui	NULL			
status	varchar(50)	Non				
notes	longtext	Oui	NULL			
nom_examen	varchar(255)	Non				
date_realisation	date	Oui	NULL			
result_file	varchar(255)	Oui	NULL			
doctor_analysis	longtext	Oui	NULL			
doctor_treatment	longtext	Oui	NULL			
consultation_id	int(11)	Oui	NULL	consultation -> id		
medecin_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_B2E32DD762FF6CDF	BTREE	Non	Non	consultation_id	0	A	Oui	
IDX_B2E32DD74F31A84	BTREE	Non	Non	medecin_id	0	A	Oui	

exercises

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
name	varchar(255)	Non				
description	varchar(255)	Non				
category	varchar(255)	Non				
difficulty_level	varchar(255)	Non				
default_unit	varchar(255)	Non				
video_url	varchar(255)	Oui	NULL			
video_file_name	varchar(255)	Oui	NULL			
is_active	tinyint(4)	Non				
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
duration	int(11)	Oui	NULL			
calories	int(11)	Oui	NULL			
sets	int(11)	Oui	NULL			
reps	int(11)	Oui	NULL			
user_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	143	A	Non	
IDX_FA14991A76ED395	BTREE	Non	Non	user_id	4	A	Oui	

exercise_plan

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
week_number	int(11)	Non				
exercises	longtext	Non				
focus	varchar(255)	Oui	NULL			
coach_notes	longtext	Oui	NULL			
created_at	datetime	Non				
goal_id	int(11)	Non		goal -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	12	A	Non	

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
IDX_847F39CF667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	2	A	Non	

food_items

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
name	varchar(255)	Non				
quantity	decimal(5,2)	Oui	NULL			
unit	varchar(50)	Oui	NULL			
calories	int(11)	Non				
protein	decimal(6,1)	Oui	NULL			
carbs	decimal(6,1)	Oui	NULL			
fats	decimal(6,1)	Oui	NULL			
fiber	decimal(5,1)	Oui	NULL			
sugar	decimal(5,1)	Oui	NULL			
sodium	int(11)	Oui	NULL			
notes	longtext	Oui	NULL			
logged_at	datetime	Oui	NULL			
category	varchar(50)	Oui	NULL			
is_recipe	tinyint(4)	Non	0			
food_log_id	int(11)	Oui	NULL	food_logs -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	8	A	Non	
IDX_107F2CA7AA493725	BTREE	Non	Non	food_log_id	8	A	Oui	

food_logs

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
user_id	int(11)	Non				
date	date	Non				
meal_type	varchar(50)	Non				
name	varchar(255)	Oui	NULL			
total_calories	int(11)	Oui	NULL			
total_protein	decimal(6,1)	Oui	NULL			
total_carbs	decimal(6,1)	Oui	NULL			
total_fats	decimal(6,1)	Oui	NULL			
created_at	datetime	Oui	NULL			
updated_at	datetime	Oui	NULL			
user_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	15	A	Non	
IDX_45A86E8DABFE1C6F	BTREE	Non	Non	user_uuid	5	A	Oui	

goal

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
title	varchar(150)	Non				
description	varchar(255)	Oui	NULL			
category	varchar(50)	Non				
status	varchar(20)	Non				
start_date	date	Non				
end_date	date	Oui	NULL			
date	date	Non				
relevant	varchar(255)	Oui	NULL			
difficulty_level	varchar(20)	Oui	NULL			
target_audience	varchar(20)	Oui	NULL			
target_value	double	Oui	NULL			
current_value	double	Oui	NULL			
unit	varchar(20)	Oui	NULL			
progress	int(11)	Oui	NULL			
goal_type	varchar(50)	Oui	NULL			
frequency	varchar(20)	Oui	NULL			
sessions_per_week	int(11)	Oui	NULL			
session_duration	int(11)	Oui	NULL			
preferred_time	time	Oui	NULL			
duration_weeks	int(11)	Oui	NULL			
rest_days	int(11)	Oui	NULL			
preferred_days	longtext	Oui	NULL			
weight_start	double	Oui	NULL			
weight_target	double	Oui	NULL			
height	int(11)	Oui	NULL			
ai_coach_advice	longtext	Oui	NULL			
last_ai_analysis	datetime	Oui	NULL			
ai_metrics	longtext	Oui	NULL			
calories_target	int(11)	Oui	NULL			
coach_notes	longtext	Oui	NULL			
patient_satisfaction	int(11)	Oui	NULL			
coach_id	varchar(255)	Non				
patient_id	varchar(36)	Non		users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	6	A	Non	
IDX_FCDCEB2E6B899279	BTREE	Non	Non	patient_id	6	A	Non	

healthentry

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
date	date	Non				
poids	double	Non				
glycemie	double	Non				
tension	varchar(20)	Non				
sommeil	int(11)	Non				
journal_id	int(11)	Non		healthjournal -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	13	A	Non	
UNIQ_6B813AD4AA9E377A478E8802	BTREE	Oui	Non	date	13	A	Non	
				journal_id	13	A	Non	
IDX_6B813AD4478E8802	BTREE	Non	Non	journal_id	4	A	Non	

healthjournal

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
name	varchar(255)	Non				
datedebut	date	Non				
datefin	date	Non				
user_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	2	A	Non	
IDX_437EE84BA76ED395	BTREE	Non	Non	user_id	2	A	Oui	

meal_plans

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
user_id	int(11)	Non				
date	date	Non				
day_of_week	varchar(20)	Non				
meal_type	varchar(20)	Non				
name	varchar(255)	Non				
calories	int(11)	Non				
protein	decimal(6,1)	Oui	NULL			
carbs	decimal(6,1)	Oui	NULL			
fats	decimal(6,1)	Oui	NULL			

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
description	longtext	Oui	NULL			
is_completed	tinyint(4)	Non				
created_at	datetime	Non				
generated_at	datetime	Oui	NULL			
user_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	6	A	Non	
IDX_8FAD7007ABFE1C6F	BTREE	Non	Non	user_uuid	2	A	Oui	

message

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
content	longtext	Non				
sent_at	datetime	Non				
is_read	tinyint(4)	Non				
read_at	datetime	Oui	NULL			
conversation_id	int(11)	Non		conversation -> id		
sender_uuid	varchar(36)	Non		users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	2	A	Non	
IDX_B6BD307F9AC0396	BTREE	Non	Non	conversation_id	2	A	Non	
IDX_B6BD307F2E95A675	BTREE	Non	Non	sender_uuid	2	A	Non	

notificationrdv

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
type	varchar(255)	Non				
statut	varchar(255)	Non				
message	longtext	Non				
sent_at	date	Oui	NULL			
notifie_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		
consultation_id	int(11)	Non		consultation -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	9	A	Non	
IDX_999847326C13E0D9	BTREE	Non	Non	notifie_uuid	2	A	Oui	
IDX_9998473262FF6CDF	BTREE	Non	Non	consultation_id	9	A	Non	

nutrition_consultations

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
patient_id	int(11)	Non				
nutritionist_id	int(11)	Non				
scheduled_at	datetime	Non				
duration	int(11)	Oui	NULL			
type	varchar(100)	Non				
notes	longtext	Oui	NULL			
status	varchar(20)	Non				
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
patient_name	varchar(255)	Oui	NULL			
nutritionist_name	varchar(255)	Oui	NULL			
price	double	Oui	NULL			
patient_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		
nutritionist_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_2017C91258EE1D6E	BTREE	Non	Non	patient_uuid	0	A	Oui	
IDX_2017C9122021D617	BTREE	Non	Non	nutritionist_uuid	0	A	Oui	

nutrition_goals

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
user_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		
name	varchar(255)	Oui	NULL			
goal_type	varchar(50)	Oui	NULL			
calories_target	int(11)	Oui	NULL			
current_calories	int(11)	Oui	NULL			
water_target	int(11)	Oui	NULL			
protein_target	int(11)	Oui	NULL			
carbs_target	int(11)	Oui	NULL			
fats_target	int(11)	Oui	NULL			
fiber_target	int(11)	Oui	NULL			
sugar_target	int(11)	Oui	NULL			
sodium_target	int(11)	Oui	NULL			
weight_target	decimal(5,2)	Oui	NULL			
current_weight	decimal(5,2)	Oui	NULL			
start_weight	decimal(5,2)	Oui	NULL			
bmr	int(11)	Oui	NULL			
tdee	int(11)	Oui	NULL			

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
target_protein_grams	int(11)	Oui	NULL			
target_carb_grams	int(11)	Oui	NULL			
target_fat_grams	int(11)	Oui	NULL			
target_protein_percent	int(11)	Oui	NULL			
target_carb_percent	int(11)	Oui	NULL			
target_fat_percent	int(11)	Oui	NULL			
target_meal_frequency	int(11)	Oui	NULL			
weekly_weight_change_target	decimal(5,2)	Oui	NULL			
expected_weight_change_per_week	decimal(5,2)	Oui	NULL			
activity_level	varchar(50)	Oui	NULL			
status	varchar(50)	Oui	NULL			
priority	varchar(50)	Oui	NULL			
start_date	datetime	Oui	NULL			
target_date	datetime	Oui	NULL			
created_at	datetime	Oui	NULL			
updated_at	datetime	Oui	NULL			
user_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	4	A	Non	
IDX_AE09E63FABFE1C6F	BTREE	Non	Non	user_uuid	2	A	Oui	
IDX_AE09E63FA76ED395	BTREE	Non	Non	user_id	2	A	Oui	

nutrition_goal_achievements

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (Primaire)	int(11)	Non				
type	varchar(100)	Non				
name	varchar(255)	Non				
description	longtext	Oui	NULL			
icon	varchar(50)	Oui	NULL			
tier	varchar(50)	Oui	NULL			
points	int(11)	Oui	NULL			
unlocked	tinyint(4)	Non	0			
unlocked_at	datetime	Oui	NULL			
metadata	longtext	Oui	NULL			
created_at	datetime	Oui	NULL			
goal_id	int(11)	Oui	NULL	nutrition_goals -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_81A83ED5667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	0	A	Oui	

nutrition_goal_adjustments

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
adjustment_type	varchar(50)	Oui	NULL			
reason	longtext	Oui	NULL			
previous_calories	int(11)	Oui	NULL			
new_calories	int(11)	Oui	NULL			
previous_protein	int(11)	Oui	NULL			
new_protein	int(11)	Oui	NULL			
previous_carbs	int(11)	Oui	NULL			
new_carbs	int(11)	Oui	NULL			
previous_fats	int(11)	Oui	NULL			
new_fats	int(11)	Oui	NULL			
recommendations	longtext	Oui	NULL			
days_until_next_review	int(11)	Oui	NULL			
effective_from	date	Oui	NULL			
is_active	tinyint(4)	Non	0			
created_at	datetime	Oui	NULL			
goal_id	int(11)	Oui	NULL	nutrition_goals -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_60629452667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	0	A	Oui	

nutrition_goal_milestones

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
name	varchar(255)	Non				
description	longtext	Oui	NULL			
milestone_type	varchar(50)	Oui	NULL			
target_weight	decimal(5,2)	Oui	NULL			
target_value	decimal(5,2)	Oui	NULL			
unit	varchar(20)	Oui	NULL			
target_days	int(11)	Oui	NULL			
target_calories	int(11)	Oui	NULL			
target_date	date	Oui	NULL			
completed	tinyint(4)	Non	0			
completed_at	datetime	Oui	NULL			
order	int(11)	Oui	NULL			
created_at	datetime	Oui	NULL			
goal_id	int(11)	Oui	NULL	nutrition_goals -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_4C7E0E58667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	0	A	Oui	

nutrition_goal_progress

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
date	date	Non				
weight	decimal(5,2)	Oui	NULL			
calories_consumed	int(11)	Oui	NULL			
calories_burned	int(11)	Oui	NULL			
protein_consumed	int(11)	Oui	NULL			
carbs_consumed	int(11)	Oui	NULL			
fats_consumed	int(11)	Oui	NULL			
water_intake	int(11)	Oui	NULL			
steps	int(11)	Oui	NULL			
adherence	int(11)	Oui	NULL			
notes	longtext	Oui	NULL			
created_at	datetime	Oui	NULL			
goal_id	int(11)	Oui	NULL	nutrition_goals -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	
IDX_92412132667D1AFE	BTREE	Non	Non	goal_id	0	A	Oui	

ordonnance

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
date_ordonnance	date	Non				
medicament	varchar(255)	Non				
dosage	varchar(255)	Non				
forme	varchar(255)	Non				
duree_traitement	varchar(255)	Non				
instructions	varchar(500)	Oui	NULL			
frequency	varchar(50)	Oui	NULL			
diagnosis_code	varchar(20)	Oui	NULL			
consultation_id	int(11)	Oui	NULL	consultation -> id		
medecin_id	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	4	A	Non	
IDX_924B326C62FF6CDF	BTREE	Non	Non	consultation_id	4	A	Oui	

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
IDX_924B326C4F31A84	BTREE	Non	Non	medecin_id	4	A	Oui	

parcours_de_sante

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
nom_parcours	varchar(255)	Non				
localisation_parcours	varchar(255)	Non				
latitude_parcours	double	Oui	<i>NULL</i>			
longitude_parcours	double	Oui	<i>NULL</i>			
distance_parcours	double	Non				
date_creation	date	Non				
image_parcours	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			
owner_patient_uuid	varchar(36)	Oui	<i>NULL</i>	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	2	A	Non	
IDX_9E78F2C15C33DFA4	BTREE	Non	Non	owner_patient_uuid	2	A	Oui	

professional_verifications

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
professional_uuid	varchar(36)	Non				
professional_email	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			
license_number	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			
specialty	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			
diploma_path	varchar(500)	Oui	<i>NULL</i>			
diploma_filename	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			
extracted_data	longtext	Oui	<i>NULL</i>			
confidence_score	int(11)	Oui	<i>NULL</i>			
status	enum('pending', 'processing', 'verified', 'rejected', 'manual_review')	Oui	pending			
validation_details	longtext	Oui	<i>NULL</i>			
forgery_indicators	longtext	Oui	<i>NULL</i>			
rejection_reason	text	Oui	<i>NULL</i>			
created_at	datetime	Oui	current_timestamp()			
verified_at	datetime	Oui	<i>NULL</i>			
reviewed_by	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>			

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	0	A	Non	

publication_parcours

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
image_publication	varchar(255)	Non				
ambiance	int(11)	Non				
securite	int(11)	Non				
date_publication	date	Non				
text_publication	longtext	Non				
experience	varchar(20)	Non				
type_publication	varchar(20)	Non				
parcours_de_sante_id	int(11)	Non		parcours_de_sante -> id		
owner_patient_uuid	varchar(36)	Oui	NULL	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	3	A	Non	
IDX_B6D62BB28E7843E8	BTREE	Non	Non	parcours_de_sante_id	3	A	Non	
IDX_B6D62BB25C33DFA4	BTREE	Non	Non	owner_patient_uuid	3	A	Oui	

symptom

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
type	varchar(100)	Non				
intensite	int(11)	Non				
zone	varchar(100)	Oui	NULL			
entry_id	int(11)	Non		healthentry -> id		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	7	A	Non	
IDX_E4C2F0A0BA364942	BTREE	Non	Non	entry_id	7	A	Non	

users

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
uuid (<i>Primaire</i>)	varchar(36)	Non				
email	varchar(180)	Non				
password	varchar(255)	Non				
first_name	varchar(100)	Non				
last_name	varchar(100)	Non				
birthdate	date	Oui	NULL			
phone	varchar(20)	Oui	NULL			
avatar_url	varchar(500)	Oui	NULL			

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
address	varchar(255)	Oui	NULL			
license_number	varchar(100)	Oui	NULL			
is_active	tinyint(4)	Non				
created_at	datetime	Non				
updated_at	datetime	Oui	NULL			
reset_token	varchar(255)	Oui	NULL			
reset_token_expires_at	datetime	Oui	NULL			
last_login_at	datetime	Oui	NULL			
login_attempts	int(11)	Non				
locked_until	datetime	Oui	NULL			
is_email_verified	tinyint(4)	Non				
email_verification_token	varchar(255)	Oui	NULL			
email_verification_expires_at	datetime	Oui	NULL			
last_session_id	varchar(128)	Oui	NULL			
google_id	varchar(100)	Oui	NULL			
is_two_factor_enabled	tinyint(4)	Non				
totp_secret	varchar(255)	Oui	NULL			
backup_codes	longtext	Oui	NULL			
plain_backup_codes	longtext	Oui	NULL			
trusted_devices	longtext	Oui	NULL			
years_of_experience	int(11)	Non				
diploma_url	varchar(500)	Oui	NULL			
specialite	varchar(100)	Oui	NULL			
is_verified_by_admin	tinyint(4)	Non				
verification_date	datetime	Oui	NULL			
about	longtext	Oui	NULL			
education	varchar(255)	Oui	NULL			
certifications	varchar(255)	Oui	NULL			
hospital_affiliations	varchar(255)	Oui	NULL			
awards	varchar(255)	Oui	NULL			
specializations	longtext	Oui	NULL			
consultation_price	int(11)	Oui	NULL			
role	varchar(255)	Non				
lot	varchar(50)	Oui	NULL			
token	varchar(100)	Oui	NULL			
rating	decimal(5,2)	Oui	NULL			

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	uuid	8	A	Non	
UNIQ_1483A5E9E7927C74	BTREE	Oui	Non	email	8	A	Non	

water_intakes

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Est relié à	Commentaires	Type de médias
id (<i>Primaire</i>)	int(11)	Non				
user_id	int(11)	Non				
date	date	Non				
glasses	int(11)	Non				
milliliters	int(11)	Oui	<i>NULL</i>			
created_at	datetime	Oui	<i>NULL</i>			
updated_at	datetime	Oui	<i>NULL</i>			
user_uuid	varchar(36)	Oui	<i>NULL</i>	users -> uuid		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	1	A	Non	
IDX_667ED295ABFE1C6F	BTREE	Non	Non	user_uuid	1	A	Oui	